

Box chladicí Labtop, -20 °C

Stolní chladicí boxy Labtop slouží pro ochranu citlivých vzorků běžně skladovaných v mrazničkách či mrazicích boxech. V případě výpadku proudu, přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu po dobu několika hodin.



- udržení teploty pod -15 °C po dobu 1 nebo 2 hodin (dle typu víka)
- určeno pro mikrozkušavky do objemu 2,0 ml a kryogenické vialky
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- konstrukce boxu: spodní modrá část z polykarbonátu naplněna netoxickým gelem; víko buď bílé naplněné gelem nebo čiré bez gelové náplně; držadlo pro snadné přenášení
- stohovatelné
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou vložky umožňující uložení zkumavek o objemu 0,2 a 0,5 ml

Technické údaje

Obj. číslo	Určen pro zkumavky	Počet míst	Udržení teploty < -15 °C	Víko	Rozměry (š x d x v)
331 451 150 012	0,2 - 2 ml	3 x 4	do 1 hodiny	čiré, bez gelové náplně	151 x 108 x 125
331 451 150 032	0,2 - 2 ml	4 x 8	do 2 hodin	bílé, plněné gelem	243 x 157 x 146

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Typ víka	Dostupnost	Cena / ks
331 451 150 012	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	2-3 týdny	5 550 Kč
331 451 150 032	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	4 x 8	Bílé, plněné gelem	2-3 týdny	10 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.