

Box hlubokomrazicí Elcold, série LAB

Teplotní rozsah -85 až -50 °C

Pultové nízkoteplotní mrazicí boxy Elcold jsou vhodné k zamrazování a dlouhodobému skladování vzorků potravin, farmaceutických výrobků a biologických vzorků. Jsou vhodné i pro nízkoteplotní testy různých materiálů. Série LAB nabízí teplotní rozsah -85 až -50 °C a tři velikosti vnitřní komory.



Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů Elcold série LAB:


- provedení: pultové
- 3 velikosti komory (čistý vnitřní objem 89, 123 nebo 284 l)
- jednoduché ovládání pomocí digitálního termostatu (LED displej s výškou číslic 18,5 mm, zvukový alarm, bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, možnost připojení teplotního čidla PTC nebo NTC)
- teplotní rozsah: -85 až -50 °C
- statické chlazení, manuální odmrazování (odtokový kanálek)
- ocelová vnitřní komora, vnitřní polystyrenová "víka", vnější plášť z galvanizované oceli s bílým nátěrem, 100mm izolace z polyuretanu, rukojeť s integrovaným zámekem, čtyři kolečka (z toho dvě s brzdou)
- snadné čištění
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek (objednává se samostatně): záznamník teploty

Technické údaje		LAB 8	LAB 11	LAB 31
Typ				
Objem [l]	Hrubý:	95	130	300
	Čistý:	89	123	284
Teplotní rozsah [°C]		-85 ... -50		
Provozní podmínky [°C]		teplota okolí: 10 – 30		teplota okolí: 10 – 25
Chlazení		statické		
Chladivo		směs tří uhlovodíků (konkrétní typ chladiva uveden na štítku přístroje)		
Vnitřní víko (izolační deska) z polystyrenu		ano, 2	ano, 2	ano, 5
Rozměry (š x h x v) [mm]	Vnitřní:	400 x 450 x 650	520 x 450 x 650	1100 x 450 x 650
	Vnější:	605 x 655 x 865	725 x 655 x 865	1305 x 655 x 865
Hmotnost [kg]		57	63	88
Napájení		220 V, 50 Hz		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 260 003 128	LAB 8	89	-85 až -50	4-6 týdnů	102 960 Kč
400 260 031 211	LAB 11	123	-85 až -50	4-6 týdnů	105 885 Kč
400 260 031 231	LAB 31	284	-85 až -50	4-6 týdnů	152 580 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Elcold-Laboratory-Freezers-LAB-EN.pdf