

Box hlubokomrazicí Elcold, série PRO

Teplotní rozsah -60 až -30 °C

Pultové nízkoteplotní mrazicí boxy Elcold jsou vhodné k zamrazování a dlouhodobému skladování vzorků potravin, farmaceutických výrobků (vakcín) a biologických vzorků. Jsou vhodné i pro nízkoteplotní testy různých materiálů, např. gumy. Série PRO nabízí teplotní rozsah -60 až -30 °C a šest velikostí vnitřní komory.



Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů Elcold série PRO:

- provedení: pultové
- 6 velikostí komory (vnitřní objem: 92, 130, 226, 300, 360 nebo 481 l)
- jednoduché ovládání pomocí digitálního termostatu (LED displej s výškou číslic 14,2 mm, možnost zobrazení minimální a maximální teploty, bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém)
- teplotní rozsah: -60 až -30 °C
- statické chlazení, manuální odmrazování (odtokový kanálek)
- vnější plášť z galvanizované oceli s bílým nátěrem, ocelová vnitřní komora, izolace z polyuretanu, rukojeť s integrovaným zámekem
- snadné čištění
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): drátěné koše

Technické údaje							
Typ		PRO 8	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Objem [l]		92	130	226	300	360	481
Teplotní rozsah [°C]		-60 ... -30					
Provozní podmínky [°C]		10 - 30					
Chlazení		statické					
Chladivo		směs dvou uhlovodíků (konkrétní typ chladiva uveden na štítku přístroje)					
Počet košů ⁽¹⁾		max. 1	max. 2	max. 3	max. 4	max.5	-
Rozměry (š x h x v) [mm]	Vnitřní:	400x450x650	520x450x650	850x450x650	1100x450x650	1300x450x650	1540x490x670
	Vnější:	605x655x865	725x655x865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865
Hmotnost [kg]		54	56	67	80	89	95
Napájení		220 - 240 V, 50 Hz					

Hlubokomrazicí boxy Elcold série PRO

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 260 007 968	PRO 8	92	-60 až -30	4-6 týdnů	55 830 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 260 079 611	PRO 11	130	-60 až -30	4-6 týdnů	58 070 Kč
400 260 079 621	PRO 21	226	-60 až -30	4-6 týdnů	68 780 Kč
400 260 079 631	PRO 31	300	-60 až -30	4-6 týdnů	79 300 Kč
400 260 079 641	PRO 41	360	-60 až -30	4-6 týdnů	85 590 Kč
400 260 079 660	PRO 60	481	-60 až -30	4-6 týdnů	96 245 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Drátěné koše

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
400 260 239 401	KURVUNI01	Drátěný koš do hlubokomrazicích boxů Elcold PRO, rozměry (š x v) 256 x 260 mm	4-6 týdnů	720 Kč
400 260 239 402	KURVSLEDD2	Drátěný koš do hlubokomrazicích boxů Elcold PRO, rozměry (š x v) 205 x 260 mm	4-6 týdnů	720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.