

Box hlubokomrazicí Elcold UNI

Nízkoteplotní mrazicí boxy Elcold jsou vhodné pro skladování vzorků, uchovávání krve a tkání. Řada UNI nabízí teplotní rozsah -45 až -10 °C a pět velikostí komory (vnitřní objemy 130, 226, 300, 360 nebo 416 l).



Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů Elcold UNI:

- digitální ovládání (nastavení a programování teploty)
- dobře čitelný displej
- elektronický termostat
- odtokový kanálek
- zámek zavírání víka
- klimatická třída 4 (EN 441)
- zvukový alarm
- možnost připojení externího alarmu (pro upozornění při změně teploty)
- polyuretanová izolace o tloušťce 100 mm (v případě výpadku elektřiny teplota vzrůstá jen velmi pomalu)
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je samostatný přístroj; koše jsou volitelným příslušenstvím za příplatek a objednávají se samostatně - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu!

i Modely s proskleným víkem (řada UNI-S) vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.


Technické údaje hlubokomrazicích boxů Elcold UNI					
Typ	UNI 11	UNI 21	UNI 31	UNI 41	UNI 51
Objem [l]	130	226	300	360	416
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1305 x 655 x 865	1505 x 655 x 865	1705 x 655 x 865
Teplotní rozsah [°C]	-45 ... -10 (při okolní teplotě +10 ... +30)				
Chladivo	R290 (GWP 3)				
Hlučnost [dB]	< 51				
Maximální počet košů ⁽¹⁾	1	2	3	4	4
Hmotnost [kg]	46	59	67	74	80
Napájení [V]	230				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-----------	----------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
396 313 245 011	UNI 11	130	-45 ... -10	4-6 týdnů	36 568 Kč
396 313 245 021	UNI 21	226	-45 ... -10	4-6 týdnů	41 420 Kč
396 313 245 031	UNI 31	300	-45 ... -10	4-6 týdnů	46 145 Kč
396 313 245 041	UNI 41	360	-45 ... -10	4-6 týdnů	48 657 Kč
396 313 245 051	UNI 51	416	-45 ... -10	4-6 týdnů	53 267 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Elcold-Laboratory-Freezers-UNI-EN.pdf](#)