

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zkumavky a stojany > Stojany na mikrozukmavky > Box na mikrozukmavky 0,5/1,5/2,0 ml, s víkem, PP

Box na mikrozukmavky 0,5/1,5/2,0 ml, s víkem, PP

Materiál: PP A 121 °C

- kapacita: 81 mikrozukmavek o objemu 0,5/1,5/2,0 ml nebo kryozukmavek o objemu 1,2 ml (do průměru 12 mm a výšky 42 mm)
- materiál: PP
- barva boxu: žlutá, růžová a zelená
- průhledné víko
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávovatelný při 121 °C
- vhodný i pro skladování vzorků v mrazničkách až do -80 °C
- rozměry (d x š x v): 133 x 133 x 45 mm



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [mikrozukmavky](#), [mikropipety](#) a [centrifugy](#).

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Barva	Dostupnost	Cena / ks
331 850 990 217	Box na mikrozukmavky	81	Žlutá	Skladem, do 1 týdne	225 Kč
331 850 990 218	Box na mikrozukmavky	81	Růžová	4-6 týdnů	224 Kč
331 850 990 219	Box na mikrozukmavky	81	Zelená	4-6 týdnů	224 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.