

## Box na uložení mikroskopických preparátů

Výrobci a značky: Euromex

- 3 typy: plastový s průhledným víkem, plastový s neprůhledným víkem a korkovou podložkou a dřevěný
- kapacita: 25 nebo 100 mikroskel 76 x 26 mm
- vnitřní žebrování
- všechny pozice označené číslem
- rozměry v tabulce jsou uvedeny ve tvaru v x š x h



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [krycí a podložní mikroskla](#) a [soupravy pro přípravu mikroskopických preparátů](#).

Obj. číslo	Popis	Kapacita	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
457 870 225 181	Plastový s vnitřním žebrováním, průhledné víko	25 mikroskel 76 x 26 mm	32x100x143	3-4 týdny	165 Kč
457 870 225 185	Plastový s vnitřním žebrováním a korkovou podložkou, neprůhledné víko	100 mikroskel 76 x 26 mm	30x160x210	Skladem, do 1 týdne	530 Kč
457 870 225 180	Dřevěný s vnitřním žebrováním	25 mikroskel 76 x 26 mm	35x145x110	3-4 týdny	265 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*