



VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Stojany a boxy na vialky > Box skladovací s víkem, pro vialky o průměru 12 mm

## Box skladovací s víkem, pro vialky o průměru 12 mm

- 100 míst (10 x 10)
- rozměry (d x š x v): 141 x 151 x 53 mm
- průhledné odklápěcí víko (snadná manipulace jednou rukou)
- materiál: PP
- teplotní odolnost: -20 až 121 °C
- alfanumerická síť pro snadnou identifikaci vzorků
- autoklávodatelný
- stohovatelný
- vhodný pro vialky o průměru 11 až 12 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [skladovací vialky](#), šroubovací [úzkohrdlé](#), [širokohrdlé](#) nebo [krimpovací vialky](#).

Obj. číslo	Popis	Barva	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
150 068 001 022	Krabička na vialky	Modrá	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč
150 068 001 027	Krabička na vialky	Fialová	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč
150 068 001 029	Krabička na vialky	Růžová	100	141 x 151 x 53	4-6 týdnů	252 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*