

Box skladovací, Počet přihrádek: 1, Rozměry [mm]: 175 x 250 x 330

- provedení s 1, 2 nebo 3 přihrádkami
- průhledné odklápěcí víko pro každou přihrádku
- protiskluzové nožičky
- materiál: akrylát
- vhodný pro skladování malých pomůcek (pipetovací špičky, zátky, zkumavky, malé nádobky atd.)
- **informace k dodávce:** box je dodáván prázdný, tj. bez špiček a drobného materiálu (obrázek je pouze ilustrační)



Obj. číslo	Popis	Počet přihrádek	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 060 615 001	Skladovací box	1	175 x 250 x 330	4-6 týdnů	2 444 Kč
130 060 615 002	Skladovací box	2	175 x 250 x 330	4-6 týdnů	3 263 Kč
130 060 615 003	Skladovací box	3	265 x 250 x 330	4-6 týdnů	5 693 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.