

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Láhve a nádoby > Kanystry a skladovací nádoby > Box univerzální hranatý, PE

Box univerzální hranatý, PE

Materiál: PE

- objem: 500, 1000, 1500, 2000 a 3200 ml
- materiál: transparentní PE
- teplotní odolnost: -40 až 80 °C (krátkodobě 95 °C)
- lze použít i v chladničce či mrazničce
- vhodný pro odběr, skladování i přepravu vzorků (granulátů, prášků, past, vzorků zeminy apod.)
- vhodný i pro styk s potravinami
- stohovatelný



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují různé typy [lopatek](#), plastové [odměrky](#), [popisovací štítky](#) a [popisovače s jemným hrotem](#).

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Rozměry (d x š x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 162 500 500	Univerzální box	500	103 x 103 x 64	1-2 týdny	75 Kč
399 162 501 000	Univerzální box	1000	103 x 103 x 127	1-2 týdny	115 Kč
399 162 501 001	Univerzální box	1000	208 x 103 x 64	1-2 týdny	141 Kč
399 162 501 500	Univerzální box	1500	208 x 103 x 94	1-2 týdny	190 Kč
399 162 502 000	Univerzální box	2000	208 x 208 x 64	1-2 týdny	259 Kč
399 162 502 300	Univerzální box	2000	255 x 103 x 94	3-4 týdny	229 Kč
399 162 503 300	Univerzální box	3200	208 x 208 x 94	1-2 týdny	283 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.