

## BOXY CHLADICÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Boxy chladicí

### Box chladicí Labsolute, 0 °C, PC

Materiál: PC

Stolní chladicí boxy slouží pro ochranu citlivých vzorků v 15ml centrifugačních zkumavkách běžně skladovaných v chladničkách. V případě přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu 0 °C po dobu 2 hodin.



- typ: pro 15ml centrifugační zkumavky
- kapacita: 12 míst
- materiál: PC, výplň z netoxického gelu
- barva: červená
- držadlo pro snadné přenášení
- **informace k dodávce:** box se dodává prázdný, tj. bez zkumavek (obrázek je pouze ilustrační)

**i** Před použitím je nutné zchlazení boxu při teplotě mezi -10 až -5 °C po dobu alespoň 24 hodin.

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 220	Chladicí box	Pro 15ml centrifugační zkumavky	12	3-4 týdny	1 994 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Box chladicí Labtop, 0 °C

Stolní chladicí boxy Labtop slouží pro ochranu citlivých vzorků běžně skladovaných v chladničkách. V případě výpadku proudu, přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu po dobu několika hodin.



- udržení teploty pod 1 °C až po dobu 5 hodin
- určeno pro mikrozkušavky do objemu 2,0 ml nebo pro zkumavky o průměru 12 - 13 mm nebo 16 - 17 mm
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- konstrukce boxu: spodní zelená část z polykarbonátu naplněna netoxickým gelem; víko buď bílé naplněné gelem nebo čiré bez gelové náplně; držadlo pro snadné přenášení
- stohovatelné
- **informace k dodávce:** součástí dodávky boxu pro mikrozkušavky jsou vložky umožňující uložení zkumavek o objemu 0,2 a 0,5 ml

Technické údaje

Obj. číslo	Určen pro zkumavky	Počet míst	Udržení teploty <1 °C	Víko	Rozměry (š x d x v)
331 451 160 032	0,2 - 2 ml	4 x 8	do 5 hodin	bílé, plněné gelem	243 x 157 x 146 mm
331 451 161 300	o průměru 12 - 13 mm	3 x 4	do 5 hodin	čiré, bez gelové náplně	197 x 140 x 190 mm
331 451 161 600	o průměru 16 - 17 mm	3 x 4	do 5 hodin	čiré, bez gelové náplně	197 x 140 x 190 mm

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Typ víka	Dostupnost	Cena / ks
331 451 160 032	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	4 x 8	Bílé, plněné gelem	3-4 týdny	10 775 Kč
331 451 161 300	Pro zkumavky o průměru 12 - 13 mm	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	3-4 týdny	11 825 Kč
331 451 161 600	Pro zkumavky o průměru 16 - 17 mm	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	3-4 týdny	11 825 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Box chladič Labsolute, -20 °C, PC

Materiál: PC

Stolní chladič boxy slouží pro ochranu citlivých vzorků v mikrozkušavkách nebo kryozkušavkách běžně skladovaných v mrazničkách či mrazicích boxech. V případě přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu -20 °C minimálně 1 hodinu.

- 3 typy s různou kapacitou
- materiál: PC, výplň z netoxického gelu
- barva: žlutá
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- držadlo pro snadné přenášení



**i** Před použitím je nutné předchlazení boxu při teplotě mezi -25 až -20 °C po dobu alespoň 24 hodin.

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 221	Chladič box	Pro mikrozkušavky a kryozkušavky o objemu 0,5 a 1,5 ml	12	3-4 týdny	1 347 Kč
130 647 696 222	Chladič box	Pro mikrozkušavky a kryozkušavky o objemu 0,5, 1,5 a 2,0 ml	20	3-4 týdny	2 176 Kč

Obj. číslo	Popis	Typ	Počet míst	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 219	Chladicí box	Pro mikrozkušavky o objemu 5 ml	12	3-4 týdny	1 727 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Box chladicí Labtop, -20 °C

Stolní chladicí boxy Labtop slouží pro ochranu citlivých vzorků běžně skladovaných v mrazničkách či mrazicích boxech. V případě výpadku proudu, přepravy nebo práce se vzorky udrží stálou teplotu po dobu několika hodin.



- udržení teploty pod -15 °C po dobu 1 nebo 2 hodin (dle typu víka)
- určeno pro mikrozkušavky do objemu 2,0 ml a kryogenické vialky
- označení pozic (pro snadnou identifikaci vzorku)
- konstrukce boxu: spodní modrá část z polykarbonátu naplněna netoxickým gelem; víko buď bílé naplněné gelem nebo čiré bez gelové náplně; držadlo pro snadné přenášení
- stohovatelné
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou vložky umožňující uložení zkumavek o objemu 0,2 a 0,5 ml

Technické údaje					
Obj. číslo	Určen pro zkumavky	Počet míst	Udržení teploty < -15 °C	Víko	Rozměry (š x d x v)
331 451 150 012	0,2 - 2 ml	3 x 4	do 1 hodiny	čiré, bez gelové náplně	151 x 108 x 125
331 451 150 032	0,2 - 2 ml	4 x 8	do 2 hodin	bílé, plněné gelem	243 x 157 x 146

Obj. číslo	Popis	Počet míst	Typ víka	Dostupnost	Cena / ks
331 451 150 012	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	3 x 4	Čiré, bez gelové náplně	2-3 týdny	5 550 Kč
331 451 150 032	Pro mikrozkušavky 0,2 - 2 ml	4 x 8	Bílé, plněné gelem	2-3 týdny	10 625 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.