

Butyrometr Gerber, na mléko, SIMAX, Typ: 7330, Obsah tuku [%]: 0 - 6, Ověřovací list: NE

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků v mléce metodou podle Dr. N. Gerbera
- stupnice: 0 - 5, 0 - 6, 0 - 7 nebo 0 - 8 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátky](#), [pohárek](#), [lodička](#)



Butyrometr na mléko, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 500	7330	0 - 5	NE	1-2 týdny	896 Kč
632 438 010 600	7330	0 - 6	NE	1-2 týdny	908 Kč
632 438 010 700	7330	0 - 7	NE	1-2 týdny	916 Kč
632 438 010 800	7330	0 - 8	NE	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Butyrometr na mléko, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 520	7330-OL	0 - 5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 620	7330-OL	0 - 6	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 720	7330-OL	0 - 7	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 820	7330-OL	0 - 8	ANO	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.