

Butyrometr Kohler-Funke, na smetanu 5 ml, SIMAX, Typ: 7339, Obsah tuku [%]: 0 - 40, Dělení stupnice: 0,5, Ověřovací list: NE

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků ve smetaně metodou Kohler-Funke
- stupnice: 0 - 20, 0 - 40 nebo 0 - 55 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátky](#), [pohárek](#), [lodička](#)



Butyrometr na smetanu, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 112 000	7337	0 - 20	0,5	NE	1-2 týdny	837 Kč
632 438 114 000	7339	0 - 40	0,5	NE	Kontaktujte nás	
632 438 115 500	7341	0 - 55	0,5	NE	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Butyrometr na smetanu, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Dělení stupnice	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 112 020	7337-OL	0 - 20	0,5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 114 020	7339-OL	0 - 40	0,5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 115 520	7341-OL	0 - 55	0,5	ANO	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.