

## BUTYROMETRY NA MLÉKO

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Butyrometry > Butyrometry na mléko

### Butyrometr Gerber, na mléko, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků v mléce metodou podle Dr. N. Gerbera
- stupnice: 0 - 5, 0 - 6, 0 - 7 nebo 0 - 8 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátky](#), [pohárek](#), [lodička](#)



#### Butyrometr na mléko, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 500	7330	0 - 5	NE	1-2 týdny	989 Kč
632 438 010 600	7330	0 - 6	NE	1-2 týdny	1 003 Kč
632 438 010 700	7330	0 - 7	NE	6-8 týdnů	1 012 Kč
632 438 010 800	7330	0 - 8	NE	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Butyrometr na mléko, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 520	7330-OL	0 - 5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 620	7330-OL	0 - 6	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 720	7330-OL	0 - 7	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 820	7330-OL	0 - 8	ANO	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Příslušenství pro butyrometry

A 121 °C

- pohárek a lodička: borosilikátové sklo 3.3
- zátka: materiál EPDM, barva šedá, rozměry 11 x 16 x 43 mm



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 438 820 000	Lodička k butyrometrům	1-2 týdny	179 Kč
632 438 810 000	Pohárek k butyrometrům	1-2 týdny	75 Kč
331 597 301 102	Zátka k butyrometrům	3-4 týdny	17 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*