

BUTYROMETRY NA MLÉKO

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Butyrometry > Butyrometry na mléko

Butyrometr Gerber, na mléko, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- pro stanovení obsahu tuků v mléce metodou podle Dr. N. Gerbera
- stupnice: 0 – 5, 0 – 6, 0 – 7 nebo 0 – 8 %
- bez zátky
- varianta s ověřovacím listem nebo bez ověřovacího listu
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [zátka](#), [pohárek](#), [lodička](#)



Butyrometr na mléko, bez ověřovacího listu

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 500	7330	0 – 5	NE	1-2 týdny	896 Kč
632 438 010 600	7330	0 – 6	NE	1-2 týdny	908 Kč
632 438 010 700	7330	0 – 7	NE	1-2 týdny	916 Kč
632 438 010 800	7330	0 – 8	NE	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Butyrometr na mléko, s ověřovacím listem

Obj. číslo	Typ	Obsah tuku [%]	Ověřovací list	Dostupnost	Cena / ks
632 438 010 520	7330-OL	0 – 5	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 620	7330-OL	0 – 6	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 720	7330-OL	0 – 7	ANO	Kontaktujte nás	
632 438 010 820	7330-OL	0 – 8	ANO	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pro butyrometry

A 121 °C

- pohárek a lodička: borosilikátové sklo 3.3
- zátka: materiál EPDM, barva šedá, rozměry 11 x 16 x 43 mm



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 438 820 000	Lodička k butyrometrům	2-3 týdny	145 Kč
632 438 810 000	Pohárek k butyrometrům	2-3 týdny	62 Kč
331 597 301 102	Zátka k butyrometrům	3-4 týdny	17 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.