

Byreta s postranním teflonovým ventilem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení: se Schellbachovým pruhem
- boční jehlový PTFE ventil
- vyhovuje DIN EN ISO 385

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 647 691 148	AS	25	0,05	Ano	3-4 týdny	901 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.