

Byreta s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- kohout s PTFE kladívkem
- vyhovuje DIN EN ISO 385

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 435 256 619	AS	10	0,05	Ne	Delší termín	762 Kč
632 435 256 723	AS	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	790 Kč
632 435 256 725	AS	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	986 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.