

Byreta s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- kohout s PTFE kladívkem
- vyhovuje DIN EN ISO 385

Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 435 256 619	AS	10	0,05	Ne	Delší termín	762 Kč
632 435 256 723	AS	25	0,1	Ne	Delší termín	790 Kč
632 435 256 725	AS	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	986 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.