


Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- provedení s nebo bez Schellbachova pruhu
- kohout se skleněným kladívkem
- vyhovuje DIN EN ISO 385



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).

Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety bez Schellbachova pruhu:						
632 435 106 619	B	10	0,05	Ne	Na dotaz	560 Kč
632 435 106 723	B	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	598 Kč
632 435 106 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	646 Kč
Byrety se Schellbachovým pruhem:						
632 435 126 619	B	10	0,05	Ano	Na dotaz	538 Kč
632 435 126 723	B	25	0,1	Ano	Skladem, do 1 týdne	654 Kč
632 435 126 725	B	50	0,1	Ano	Na dotaz	649 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta s přímým kohoutem se skleněným kladívkem, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
Byrety bez Schellbachova pruhu:						
632 435 156 619	AS	10	0,05	Ne	1-2 týdny	596 Kč
632 435 156 723	AS	25	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	649 Kč

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 435 156 725	AS	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	707 Kč
Byrety se Schellbachovým pruhem:						
120 647 691 144	AS	10	0,02	Ano	3-4 týdny	854 Kč
120 647 691 145	AS	25	0,05	Ano	3-4 týdny	854 Kč
120 647 691 146	AS	50	0,1	Ano	3-4 týdny	854 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.