

VERKON > Sklo a porcelán > Byrety > S přímým kohoutem > Byreta z hnědého skla s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem

Byreta z hnědého skla s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- kohout s PTFE kladívkem
- ISO 385



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 061 801 010	AS	10	Ne	4-6 týdnů	1 916 Kč
120 061 801 025	AS	25	Ne	4-6 týdnů	1 896 Kč
120 061 801 050	AS	50	Ne	4-6 týdnů	1 949 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.