

Centrifuga Eppendorf MiniSpin a MiniSpin plus, Typ: MiniSpin Plus, Popis: Včetně úhlového rotoru (úhel 45°, kapacita 12x 1,5/2,0 ml), Max. RPM [ot/min]: 14500

Výrobci a značky: Eppendorf

Centrifugy MiniSpin a MiniSpin plus jsou malé stolní miniodstředivky určené pro práci s mikrozkuvkami a PCR stripy. Jsou kompatibilní se 2 rotory.

Základní charakteristika centrifug MiniSpin a MiniSpin plus:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- přehledný displej (zobrazení rychlosti a času)
- doba zrychlení/brzdění: <13/12 s
- časovač, tlačítko pro krátký cyklus
- automatické otevření víka po ukončení cyklu (zabraňuje přehřátí vzorků)
- snadná obsluha, kompaktní design, tichý chod
- bezúdržbový pohon
- podrobnější informace naleznete v příloženém katalogovém listu ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy je úhlový rotor včetně víka (úhel 45°, kapacita 12x 1,5/2,0 ml); rotor pro PCR stripy se objednává samostatně



i Při použití 12místného úhlového rotoru nejsou pro práci s mikrozkuvkami o objemu 1,5/2,0 ml potřeba adaptéry. Zkumavky se vkládají přímo do rotoru. Pro práci s mikrozkuvkami o objemu 0,2/0,4/0,5 a 0,6 ml je potřeba adaptéry použít (objednávají se samostatně).

Technické údaje		
Typ	MiniSpin	MiniSpin plus
Rotor	úhlový 12místný (součást dodávky)	
Max. kapacita rotoru	12x 1,5/2,0 ml	
Počet kompatibilních rotorů	2	
Max. RPM	13 400 ot/min	14 500 ot/min
Max. RCF	12 100 x g	14 100 x g
Časovač	15 s – 30 min, krátký cyklus	15 s – 99 min nebo trvalý chod, krátký cyklus
Rozměry (v x š x h)	119 x 226 x 239 mm	
Hmotnost (bez rotoru)	3,7 kg	
Napájení	230 V	

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
395 452 000 018	MiniSpin	Včetně úhlového rotoru (úhel 45°, kapacita 12x 1,5/2,0 ml)	13400	Delší termín	30 175 Kč
395 453 000 011	MiniSpin Plus	Včetně úhlového rotoru (úhel 45°, kapacita 12x 1,5/2,0 ml)	14500	Delší termín	39 200 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Adaptéry pro 12místný úhlový rotor

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
395 425 716 001 3	Adaptér pro 0,5ml a 0,6ml zkumavky	6	Delší termín	420 Kč
395 425 717 008 3	Adaptér pro 0,4ml zkumavky	6	Delší termín	440 Kč
395 425 715 005 3	Adaptér pro 0,2ml PCR zkumavky	6	Delší termín	420 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Rotor pro PCR stripy

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. kapacita	Dostupnost	Cena / ks
395 452 727 007	F-55-16-5-PCR	Rotor úhlový, včetně víka	2x PCR strips	Delší termín	7 875 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Eppendorf-Centrifuges-MiniSpin-MiniSpin-plus-EN.pdf