

Centrifuga Funke Gerber Nova Safety, Popis: Včetně úhlového rotoru s max. kapacitou 8 butyrometrů

Výrobci a značky: Funke Gerber

Odstředivka Nova Safety je určena pro mlékárenský průmysl a používá se pro stanovení tuků podle Dr. N. Gerbera a pro stanovení rozpustnosti sušeného mléka.

Základní charakteristika centrifugy Nova Safety:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný displej (zobrazení času)
- doba zrychlení/brzdění: 20/8 s
- časovač
- přednastavený ohřev na 65 °C
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnoměrného zatížení rotoru)
- automatický zámek víka
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy je úhlový rotor s kapacitou 8 butyrometrů; zkumavky s indexem rozpustnosti pro stanovení rozpustnosti sušeného mléka se objednávají samostatně



i Centrifuga musí být umístěna na nehořlavém povrchu, protože dochází k zahřívání její spodní části.

Technické údaje centrifugy Nova Safety	
Rotor	úhlový (včetně adaptérů), max. kapacita 8 butyrometrů
RPM	fixní, 350 ot/min
RCF	350 x g
Teplotní rozsah	fixní, 65 °C
Doba ohřevu	cca 30 minut
Časovač	1 – 99 minut (krok 1 minuta)
Rozměry (š x h x v)	380 x 470 x 230 mm (výška se zavřeným víkem)
Hmotnost	13,2 kg
Příkon	450 W
Napájení	230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 879 003 670	Nova Safety	Včetně úhlového rotoru s max. kapacitou 8 butyrometrů	4-6 týdnů	22 270 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 879 003 641	Náhradní adaptér pro butyrometr, mosaz s přírubovým okrajem, vnější/vnitřní průměr 27/25,8 mm, délka 170 mm	4-6 týdnů	252 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 885 003 637	Zkumavka s indexem rozpustnosti pro stanovení rozpustnosti sušeného mléka, 24 x 180 mm	4-6 týdnů	962 Kč
401 885 003 050	Zátka gumová pro zkumavku s indexem rozpustnosti, 19 x 24 x 25 mm	4-6 týdnů	13 Kč
401 885 003 331	Stojan na 12 butyrometrů nebo 12 zkumavek s indexem rozpustnosti, PP, 224 x 82 x 154 mm	4-6 týdnů	1 269 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.