

# Centrifuga Hettich EBA 270 pro separaci krevní plazmy

Výrobci a značky: Hettich

EBA 270 je malá stolní odstředivka vhodná pro běžnou laboratorní praxi. Lze ji využít i pro separaci krevní plazmy přímo v lékařských ordinacích. Je určena pro práci s malým počtem vzorků. Součástí dodávky přístroje je úhlový rotor pro 6 zkumavek o objemu 15 ml.



## Základní charakteristika centrifugy EBA 270:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji
- časovač, impulsní tlačítko pro krátký cyklus, zvukový signál na konci každého cyklu
- 2 rychlosti brzdění
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- kompaktní design (malé rozměry šetří místo na pracovním stole)
- podrobnější technické informace a kompatibilitu adaptérů pro práci s menšími zkumavkami naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy je úhlový rotor s kapacitou 6x 15 ml a sada adaptérů 2331-6 a 2333-6

**i** Součástí dodávky centrifugy je 6místný úhlový rotor, který je vhodný pro běžné odběrové zkumavky na krev a moč, mikrozkušavky a pediatrické zkumavky. Pro všechny typy zkumavek jsou potřeba adaptéry 2331-6 a 2333-6 (součást dodávky). Pro práci s mikrozkušavkami o objemu 0,5/1,5/2,0 ml je navíc potřeba doobjednat i samostatnou sadu adaptérů 1063-6.

Technické údaje	
Rotor	úhlový 90°
Max. kapacita rotoru	6x 15ml
Počet kompatibilních rotorů	1
Rozsah RPM	500 - 4 000 ot/min (krok 100 ot/min)
Max. RCF	2 254 x g
Časovač	1 - 99 min, trvalý chod, krátký cyklus
Úroveň hluku	≤51 db(A)
Rozměry (š x h x v)	326 x 400 x 239 mm (s otevřeným víkem 483 mm)
Hmotnost	cca 13,5 kg
Napájení	200 - 230 V, 50/60Hz

## Centrifuga EBA 270

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
396 299 002 300	EBA 270	Včetně úhlového rotoru (úhel 90°, kapacita 6x 15 ml) a sady adaptérů 2331-6 a 2333-6	4000	4-6 týdnů	32 634 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Adaptéry pro práci s mikrozkuvkami o objemu 0,5/1,5/2 ml

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 299 010 636	1063-6	Adaptér (průměr otvoru 11 mm, délka 35 mm)	6	4-6 týdnů	1 666 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Náhradní adaptéry

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 299 023 316	2331-6	Adaptér (průměr otvoru 17,5 mm, délka 80 mm)	6	4-6 týdnů	1 323 Kč
396 299 023 336	2333-6	Adaptér (průměr otvoru 17,5 mm, délka 55 mm)	6	4-6 týdnů	1 323 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Hettich-Centrifuge-EBA-270-EN.pdf](#)

### Video k produktu

 [Centrifugy Hettich EBA 200 a 200S a EBA 270](#)