

Centrifuga Hettich Haematokrit 200

Výrobci a značky: Hettich

Stanovení hematokritu za 7 minut

Centrifuga Haematokrit 200 je určena pro rychlé stanovení hematokritu. Výsledky lze snadno odečíst pomocí integrované stupnice ve víku rotoru. Své uplatnění najde v klinických, hematologických a onkologických laboratořích.

Základní charakteristika centrifugy Haematokrit 200:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji
- časovač, impulsní tlačítko pro krátký cyklus, zvukový signál na konci každého cyklu
- 2 rychlosti rozběhu a brzdění
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z lehké slitiny, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- snadné čištění rotoru v případě rozbití kapilár
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy je úhlový rotor s víkem a kapacitou 24 kapilár



Technické údaje	
Rotor	úhlový 90°
Max. kapacita rotoru	24 kapilár
Počet kompatibilních rotorů	1
Rozsah RPM	200 – 10 000 ot/min (krok 10 ot/min) 10 000 – 13 000 (krok 100 ot/min)
Max. RCF	16 060 x g
Časovač	1 – 99 min, trvalý chod, krátký cyklus
Úroveň hluku	≤56 db(A)
Rozměry (š x h x v)	261 x 353 x 228 mm (430 mm s otevřeným víkem)
Hmotnost	cca 10 kg
Napájení	200 – 230 V, 50/60Hz

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 299 001 801	Haematokrit 200	Včetně úhlového rotoru s víkem (úhel 90°, kapacita 24 kapilár)	4-6 týdnů	52 749 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Hettich-Centrifuge-Haematokrit-200-EN.pdf

Video k produktu

 Centrifuga Hettich Haematokrit 200