

## Centrifuga Hettich ROTOFIX 32A

Výrobci a značky: Hettich

### Všestranné použití, odolná konstrukce

Nechlazená centrifuga ROTOFIX 32A má všestranné využití ve všech typech laboratoří. Zvláště vhodná je pro práci v klinické chemii, farmacii a biotechnologii. Speciální cytologické příslušenství umožňuje zpracovat až 12 vzorků najednou.



### Základní charakteristika centrifugy ROTOFIX 32A:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji, časovač
- impulsní tlačítko pro krátký cyklus, zvukový signál na konci každého cyklu
- 2 rychlosti brzdění
- jednoduchá výměna a automatické rozpoznání rotoru
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- podrobnější technické informace a nabídku rotorů, závěsů a adaptérů naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy **není** rotor (objednává se samostatně)

**i** Součástí dodávky centrifugy není rotor ani příslušné závěsy a adaptéry. Všechny části (rotor, závěsy a adaptéry) se objednávají samostatně. Nabídku rotorů najdete níže v objednací tabulce. Nabídku závěsů a adaptérů a jejich kompatibilitu s různými typy zkumavek naleznete v příloženém souboru ke stažení. Pro pomoc s výběrem nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje	
Rotor	není součástí dodávky přístroje
Max. kapacita rotoru	6 x 94 ml
Počet kompatibilních rotorů	9
Rozsah RPM	500 – 6 000 ot/min (krok 100 ot/min)
Max. RCF	4 226 x g
Časovač	1 – 99 min, trvalý chod, krátký cyklus
Úroveň hluku	cca 52 dB (A)
Rozměry (š x h x v)	366 x 430 x 257 mm (s otevřeným víkem 635 mm)
Hmotnost	cca 23 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz

## Centrifuga ROTOFIX 32A

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
396 299 001 206	ROTOFIX 32A	Bez rotoru	6000	4-6 týdnů	52 577 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Rotory (bez závěsů a adaptérů)

Obj. číslo	Typ	Popis	Úhel	Max. kapacita	Dostupnost	Cena / ks
<b>Úhlové rotory (bez adaptérů):</b>						
396 299 001 613 1	1613	Rotor úhlový	35°	12x 15 ml	4-6 týdnů	8 869 Kč
396 299 016 201	1620A	Rotor úhlový	35°	6x 94 ml	4-6 týdnů	18 032 Kč
396 299 001 418 1	1418	Rotor úhlový	45°	8x 50 ml	4-6 týdnů	10 094 Kč
<b>Výkyvné rotory (bez závěsů a adaptérů):</b>						
396 299 001 611 1	1611	Rotor výkyvný	90°	8x 15 ml	4-6 týdnů	8 036 Kč
396 299 001 628 1	1628	Rotor výkyvný	55°/ 60°/ 80°	12x 15 ml	4-6 týdnů	5 929 Kč
396 299 001 617 1	1617	Rotor výkyvný	45°	8x 50 ml	4-6 týdnů	17 297 Kč
396 299 001 619 1	1619	Rotor výkyvný	90°	6x 50 ml	4-6 týdnů	18 375 Kč
396 299 001 624 1	1624	Rotor výkyvný	90°	4x 100 ml	4-6 týdnů	9 800 Kč
396 299 001 324 1	1324	Rotor výkyvný	90°	4x 100 ml	4-6 týdnů	17 616 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Hettich-Centrifuge-Rotofix-32A-EN.pdf
-  Data-Sheet-Hettich-Centrifuges-Cyto-System-EN.pdf