

Centrifuga stolní IKA mini G

Výrobci a značky: IKA

Centrifuga IKA mini G je malá stolní odstředivka určená pro práci s mikrozkušavkami, PCR stripy a HPLC zkušavkami. Je vhodná pro jednoduché a rychlé aplikace a své uplatnění najde ve všech typech laboratoří.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika centrifugy IKA mini G:

- jednoduché ovládání, časovač, membránové tlačítko start/stop
- nastavení času pomocí membránových tlačítek po 1 nebo 10 minutách, zobrazení času na LED displeji, zvukový signál na konci každého cyklu
- průhledné víko pro rychlou kontrolu vzorků
- výměna rotorů bez použití nástrojů
- snadné čištění (rotory i adaptéry lze autoklávkovat při 121 °C a tlaku 2 bar)
- kompaktní design, tichý chod
- oblast použití: mikrofiltrace, buněčná separace
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy jsou dva rotory (úhlový s max. kapacitou 8x 0,2/0,4/0,5/1,5/2,0 ml a 4x 8místný pro 0,2ml PCR stripy), 8 ks adaptéru pro 0,2ml zkušavky, 8 ks adaptéru pro 0,4ml zkušavky, 8 ks adaptéru pro 0,5ml zkušavky a napájecí adaptér

i Při použití 8místného úhlového rotoru nejsou pro práci s mikrozkušavkami o objemu 1,5/2,0 ml potřeba adaptéry. Zkušavky se vkládají přímo do rotoru. Pro práci s mikrozkušavkami o objemu 0,2/0,4/0,5 ml je potřeba adaptéry použít (jsou součástí dodávky přístroje).

Technické údaje centrifugy IKA mini G				
Typ		mini G		
Počet kompatibilních rotorů		3		
Rotor	Typ	úhlový 8místný	4x 8místný pro 0,2ml PCR stripy	úhlový pro HPLC zkušavky
	Max. kapacita	8x 0,2/0,4/0,5/1,5/2,0 ml	4x 8 0,2ml PCR strip nebo jednotlivě 32x 0,2ml PCR zkušavek	4x HPLC zkušavka
	Součást dodávky	ano	ano	ne (objednává se samostatně)
Fixní RPM		6 000 ot/min		
Max. RCF		2 000 x g		
Časovač		1 - 99 minut		

Displej	LED (zobrazení času)
Úroveň hluku	48 db(A)
Rozměry (š x h x v)	155 x 175 x 105 mm
Hmotnost	1,4 kg
Příkon	12 W
Napájení	AC adaptér
Krytí	IP30

Obj. číslo	Typ	Popis	Fixní RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
401 483 958 000	mini G	Včetně 8místného úhlového rotoru, rotoru pro PCR stripy, adaptérů pro 0,2/0,4/0,5 ml zkumavky a napájecího adaptéru	6000	2-3 týdny	9 261 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Rotor pro HPLC zkumavky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 480 222 341	Rotor úhlový včetně adaptérů, max. kapacita 4x HPLC zkumavka	2-3 týdny	1 482 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-IKA-Centrifuge-mini-G-EN.pdf](#)