

Centrifuga stolní Multispin 12 - Mini

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Centrifuga Multispin 12 je malá stolní miniodstředivka určená pro práci s mikrozkuvkami a PCR stripy. Je kompatibilní se dvěma rotory.

Základní charakteristika minicentrifugy Multispin 12 - Mini:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek, časovač
- LED displej (zobrazení rychlosti a času)
- zvukový signál na konci každého cyklu
- průhledné víko pro rychlou kontrolu vzorků
- kompaktní design
- bezkartáčový motor (nízká hladina hluku)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy jsou dva rotory (úhlový 6místný a 2x 8místný pro PCR stripy) a napájecí adaptér




Technické údaje		
Typ	Multispin 12 - Mini	
Počet kompatibilních rotorů	2 (oba součástí dodávky)	
Typ rotoru	úhlový 6místný	2x 8místný pro PCR stripy
Max. kapacita rotoru	6x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml	2x 8 0,2ml PCR strip
Max. RPM	1 000 - 12 000 ot/min (krok 1 000 ot/min)	
Max. RCF	7 900 x g	
Časovač	1 - 99 minut (krok 1 minuta)	
Úroveň hluku	≤ 45 db	
Rozměry (š x h x v)	196 x 176 x 122 mm	
Hmotnost	1,5 kg	
Napájení	220 V, 50/60 Hz	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 405 012	Multispin 12 - Mini	Včetně 6místného úhlového rotoru a rotoru pro dva osmimístné PCR stripy a napájecího adaptéru	3-4 týdny	7 326 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Centrifuge-Multispin-12-Mini-EN.pdf