

Centrifuga stolní Ohaus Frontier 5706

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Centrifuga Frontier 5706 je malá kompaktní odstředivka, která je ideální pro většinu laboratorních aplikací. Díky kompatibilitě se 3 rotory umožňuje práci s 1,5ml mikrozkuvmkami i 50ml kónickými zkuvmkami typu Falcon.

Základní charakteristika centrifugy Ohaus Frontier 5706:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek a otočného knoflíku
- 3x dobře čitelný podsvícený LCD displej (zobrazení stavu víka, rychlosti v ot/min nebo jednotkách relativní odstředivé síly, rychlosti zrychlení/brzdění a zobrazení nastaveného času)
- 10 rychlostí rozběhu a brzdění
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- časovač
- snadná obsluha, kompaktní design, uzamykací systém víka
- široká nabídka příslušenství (podrobnější informace naleznete v příloženém katalogovém listu ke stažení)
- **informace k dodávce:** přístroj lze objednat bez rotoru nebo v cenově zvýhodněné sadě s úhlovým rotorem s kapacitou 12x 15 ml



i Součástí dodávky centrifugy s výjimkou cenově zvýhodněné sady není rotor. Rotory se objednávají samostatně a jejich součástí nejsou adaptéry. Adaptéry se vybírají podle typu zkuvmky a objednávají se samostatně v baleních po 2 nebo 6 ks. Závěsy pro výkyvný rotor se taktéž objednávají samostatně. Podrobnější technické informace k rotorům a adaptérům naleznete v příloženém souboru ke stažení – pro pomoc s výběrem kontaktujte produktového specialistu!

Technické údaje	
Max. kapacita rotoru	6x 50 ml
Počet kompatibilních rotorů	3
Max. RCF	4 427 x g (krok 10 x g)
Rozsah RPM	200 - 6 000 ot/min (krok 50 ot/min)
Časovač	10 s - 99 h 59 min 59 s nebo trvalý chod
Úroveň hluku	≤60 ±2 dB(A)
Rozměry (š x h x v)	291 x 392 x 266 mm
Hmotnost (bez rotoru)	10,5 kg
Napájení	230 V

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	-------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
401 523 130 875	FC5706	Bez rotoru	6000	4-6 týdnů	42 480 Kč
401 523 332 131	FC5706-K	Včetně úhlového rotoru (úhel 32°, kapacita 12x 15 ml)	6000	Na dotaz	46 920 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Rotory (bez závěsů a adaptérů)

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Úhel	Max. kapacita	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
401 523 130 877	30130877	Rotor úhlový	32°	12x 15 ml	6000	2-3 týdny	9 528 Kč
401 523 130 878	30130878	Rotor úhlový	40°	6x 50 ml	6000	2-3 týdny	17 160 Kč
401 523 130 880	30130880	Rotor výkyvný	90°	6x 5 ml	4000	2-3 týdny	11 256 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Adaptéry a závěsy

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Adaptéry pro úhlový rotor 30130877 s max. kapacitou 12x 15 ml:					
401 523 130 886 2	30130886	Adaptér pro 1,5/2,0ml mikrozkušavky	6	2-3 týdny	2 263 Kč
401 523 130 890 1	30130890	Adaptér pro zkumavky s kulatým dnem o objemu 5 ml a průměru 13 mm	2	2-3 týdny	1 222 Kč
401 523 130 889 1	30130889	Adaptér pro zkumavky s kulatým dnem o objemu 7 ml a průměru 13 mm	2	2-3 týdny	1 394 Kč
401 523 211 180	30211180	Adaptér/podložka pro zkumavky Vacutainer/Sarstedt o objemu 9 až 10 ml a průměru 16 mm	2	2-3 týdny	929 Kč
Adaptéry pro úhlový rotor 30130878 s max. kapacitou 6x 50 ml:					
401 523 130 891	30130891	Adaptér pro 30ml zkumavky o průměru 25 mm	2	2-3 týdny	2 890 Kč
401 523 130 892	30130892	Adaptér pro 16ml zkumavky o průměru 18 mm	2	2-3 týdny	2 890 Kč
401 523 130 893	30130893	Adaptér pro 15ml zkumavky o průměru 17 mm	2	2-3 týdny	2 890 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
401 523 130 894	30130894	Adaptér pro 15ml zkumavky typu Falcon s kónickým dnem (průměr 17 mm)	2	2-3 týdny	1 985 Kč
Závěs do výkyvného rotoru 30130880 s max. kapacitou 6x 5 ml:					
401 523 130 895	30130895	Závěs do výkyvného rotoru	2	2-3 týdny	1 159 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Centrifuge-Frontier-5706-EN.pdf

 Data-Sheet-Ohaus-Accessories-Centrifuge-FC5706-EN.pdf

Video k produktu

 Centrifuga Ohaus Frontier 5706-EN