

## Centrifuga stolní R-5D

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

R-5D je kompaktní stolní odstředivka vhodná pro každodenní použití v laboratořích. Je vybavena úhlovým rotorem, který pojme až 12 zkumavek o objemu 15 ml. Vyniká jednoduchým ovládáním a snadnou obsluhou.



### Základní charakteristika centrifugy R-5D:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- 2x LED displej (zobrazení nastavené/skutečné rychlosti v ot/min a času)
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- funkce rychlého brzdění
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezkartáčový indukční motor
- kompaktní design (malé rozměry šetří místo na pracovním stole)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je úhlový rotor R-83A s ocelovými závěsy pro 12 zkumavek s kulatým dnem o objemu 15 ml a 12 ks plastových zkumavek s kulatým dnem (objem 15 ml, 17 x 100 mm)

Technické údaje	
Typ	R-5D
Počet kompatibilních rotorů	1
Max. kapacita rotoru	12x 15 ml
Rozsah RPM	500 - 5250 ot/min (krok 50 ot/min)
Max. RCF	4280 x g (nezobrazuje se na displeji a nelze nastavit)
Časovač	1 - 99 minut nebo trvalý chod
Úroveň hluku	≤53 dB
Rozměry (š x h x v)	320 x 440 x 290 mm (530 mm s otevřeným víkem)
Hmotnost (bez rotoru)	18,5 kg
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
401 860 400 062	R-5D	Včetně úhlového rotoru (kapacita 12x 15 ml)	3-4 týdny	25 480 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Centrifuge-R-5D-EN.pdf