

Centrifuga stolní XS NEYA 8 Basic

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

NEYA 8 je ventilovaná nízkorychlostní stolní odstředivka ideální pro rutinní aplikace v menších laboratořích. Díky kompatibilitě s pěti rotory umožňuje práci s různými objemy zkumavek. Součástí nabídky je i rotor pro mikrotitrační destičky.



Základní charakteristika centrifugy NEYA 8:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek a otočného kolečka
- vícebarevný podsvícený LCD displej
- časovač, zvukový i vizuální signál na konci každého cyklu
- 3 rychlosti rozběhu a brzdění: L - M - H (Low - Medium - High)
- kompatibilní s 5 typy rotorů, automatická identifikace rotoru
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezkartáčový motor
- kompaktní design (malé rozměry šetří místo na pracovním stole)
- vyhovuje EN61010-1, EN61010-2-020, EN61326-1
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy **není** rotor (objednává se samostatně)

i Součástí dodávky centrifugy není rotor. Centrifuga je kompatibilní se **třemi typy úhlových a dvěma typy výkyvných rotorů**, které se objednávají samostatně.

Technické údaje	
Typ	NEYA 8
Rotor	není součástí dodávky přístroje
Počet kompatibilních rotorů	5
Max. kapacita rotoru	6x 100 ml úhlový rotor, 4x 175 ml závěsný rotor
Rozsah RPM	500 – 6 000 ot/min, krok 50 ot/min (max. rychlost závisí na typu rotoru)
Max. RCF	4 800 x g (nezobrazuje se na displeji a nelze nastavit)
Časovač	00:30 – 99:50 min (krok 10 s) nebo trvalý chod
Uložitelné programy	ne
Úroveň hluku	≤55 dB
Rozměry (š x h x v)	450 x 590 x 330 mm
Hmotnost	40 kg
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz


Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
401 860 410 302	NEYA 8	Bez rotoru	6000	3-4 týdny	45 766 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Úhlové a výkyvné rotory

- tři typy úhlových rotorů:
 - A 32-15 N s maximální kapacitou 32x 15 ml
 - A 8-50 s maximální kapacitou 8x 50 ml
 - A 6-100 s maximální kapacitou 6x 100 ml
- dva typy výkyvných rotorů:
 - S 6-96 MP pro 96místné mikrotitrační destičky, maximální kapacita 2x 3 MTD
 - S 4-175 s maximální kapacitou 4x 175 ml

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-XS-Centrifuge-NEYA-8-EN.pdf](#)