

## Chladič rovný dle Liebiga

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- provedení bez zábrusu, s NZ jádrem nebo dvěma NZ
- různé velikosti NZ
- délka od 160 do 1000 mm
- skleněné nebo plastové olivky
- **informace k objednací tabulce:** l [mm] = délka chladičí části; d [mm] = vnější průměr chladiče



### Chladič dle Liebiga bez zábrusu, SIMAX (typ 7110)

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	d [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
632 442 505 200	Bez zábrusu	200	24	skleněné	Delší termín	536 Kč
632 442 505 400	Bez zábrusu	400	24	skleněné	Kontaktujte nás	
632 442 505 500	Bez zábrusu	500	24	skleněné	Delší termín	683 Kč
632 442 505 990	Bez zábrusu	1000	32	skleněné	Delší termín	1 270 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Chladič dle Liebiga s NZ jádrem, SIMAX (typ 8251)

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	d [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
<b>Chladič dle Liebiga s NZ jádrem 14/23:</b>						
632 442 506 402	S NZ jádrem 14/23	400	24	skleněné	Delší termín	2 016 Kč
<b>Chladič dle Liebiga s NZ jádrem 29/32:</b>						
632 442 506 205	S NZ jádrem 29/32	200	24	skleněné	Kontaktujte nás	
632 442 506 305	S NZ jádrem 29/32	300	24	skleněné	Delší termín	696 Kč
632 442 506 405	S NZ jádrem 29/32	400	24	skleněné	Delší termín	888 Kč
632 442 506 995	S NZ jádrem 29/32	1000	32	skleněné	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Chladič dle Liebiga se dvěma NZ, Glassco**

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	d [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
<b>Chladič dle Liebiga se dvěma NZ a skleněnými olivkami:</b>						
636 018 220 201	Se dvěma NZ 14/23	160	20	skleněné	Skladem, do 1 týdne	473 Kč
636 018 220 206	Se dvěma NZ 29/32	300	24	skleněné	Skladem, do 1 týdne	610 Kč
636 018 220 211	Se dvěma NZ 29/32	400	24	skleněné	Skladem, do 1 týdne	677 Kč
<b>Chladič dle Liebiga se dvěma NZ a plastovými olivkami:</b>						
636 118 218 101	Se dvěma NZ 19/26	160	20	plastové	Delší termín	514 Kč
636 118 218 102	Se dvěma NZ 14/23	250	24	plastové	Delší termín	536 Kč
636 118 218 103	Se dvěma NZ 29/32	250	24	plastové	Delší termín	544 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Chladič dle Liebiga se dvěma NZ, Isolab**

Obj. číslo	Provedení	l [mm]	Olivky	Dostupnost	Cena / ks
<b>Chladič dle Liebiga se dvěma NZ a skleněnými olivkami:</b>					
120 063 311 160	Se dvěma NZ 14/23	160	skleněné	4-6 týdnů	674 Kč
120 063 311 250	Se dvěma NZ 14/23	250	skleněné	4-6 týdnů	773 Kč
120 063 311 253	Se dvěma NZ 29/32	250	skleněné	4-6 týdnů	896 Kč
120 063 311 403	Se dvěma NZ 29/32	400	skleněné	4-6 týdnů	1 069 Kč
<b>Chladič dle Liebiga se dvěma NZ a plastovými olivkami:</b>					
120 063 312 160	Se dvěma NZ 14/23	160	plastové	4-6 týdnů	711 Kč
120 063 312 250	Se dvěma NZ 14/23	250	plastové	4-6 týdnů	773 Kč
120 063 312 253	Se dvěma NZ 29/32	250	plastové	4-6 týdnů	898 Kč
120 063 312 403	Se dvěma NZ 29/32	400	plastové	4-6 týdnů	1 076 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*