

## Chladnička laboratorní Liebherr Performance, série SRTvg, plastový interiér

Výrobci a značky: Liebherr

Série SRTvg nabízí dva modely laboratorních chladniček, které lze **umístit pod pracovní plochu**. Přístroje jsou vybaveny výkonným chladicím systémem, vizuálními i zvukovými alarmy a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem. Plastový interiér bez spár umožňuje snadné čištění.



### Základní charakteristika chladniček Liebherr série SRTvg:

- 2 modely, které se liší provedením vnějších dveří
- teplotní rozsah: 3 - 16 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty), automatické odmrazování
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty pod 2 °C je aktivován alarm)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, drátěné police/rošty potažené plastem, stropní LED osvětlení (pouze model s prosklenými dveřmi), průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- v souladu s normou IEC 61010-2-011 a DIN EN ISO 14644 (vhodné pro použití v čistých prostorech)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): pracovní deska s ventilačními otvory, drátěný nebo perforovaný rošt/police, výškově nastavitelné nožičky nebo kolečka, náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, spojovací rám pro umístění spotřebičů nad sebou, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 3 drátěné rošty potažené plastem



Chladničky série SRTvg se umísťují pod pracovní plochu. Pracovní plocha musí mít v zadní části ventilační mřížku a musí být umístěna ve výšce min. 825 mm, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání spotřebiče. Alternativně lze chladničky osadit pracovní deskou s ventilačními otvory – jedná se o volitelné příslušenství za příplatek. Chladnička s pracovní deskou má výšku 850 mm.


Technické údaje			
Typ		SRTvg 1501	SRTvg 1511
Objem	Brutto:	134 l	137 l
	Užitný:	97 l	
<b>Teplotní rozsah</b>		3 - 16 °C	
Teplotní stabilita		±3 °C	
Chladivo		R600a (GWP 3) Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech	
Chladicí systém		dynamický	
Systém odmrazování		automatický	
Vnitřní komora		plastová	
Vnitřní osvětlení		ne	stropní LED, samostatně spínané
<b>Provedení dveří</b>		<b>plné</b>	<b>prosklené</b>
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)		ano	
Zámek dveří		mechanický	
Police	Počet:	3 výškově nastavitelné rošty s plastovým potahem	
	Rozměry (š x h):	450 x 425 mm	
	Max. zatížení:	45 kg	
Povolené celkové zatížení		180 kg	
Rozhraní		LAN/WiFi (za příplatek)	
Bezpotenciálový kontakt		ano	
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 12 mm	
Rozměry (v x š x h)	Vnitřní:	620 x 450 x 440 mm	620 x 450 x 460 mm
	Vnější:	819 x 597 x 605 (+45 madlo) mm	
Hmotnost		39 kg	45 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		0,426 kWh	0,586 kWh
Hlučnost		47 dB	49 dB
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 - 35 °C, max. 75% RV bez kondenzace	
Napájení		220 - 240 V, 50 Hz	
Délka kabelu		3 m	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 210 471 501	SRTvg 1501	97	3 - 16	Plné	3-4 týdny	36 250 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 210 471 511	SRTvg 1511	97	3 - 16	Prosklené	3-4 týdny	39 190 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladničky-Performance-série-SRTvg.pdf](#)