

Chladnička laboratorní Liebherr SRCse 801 Performance, stolní provedení

Novinka

Výrobci a značky: Liebherr

Kompaktní chladnička SRCse 801 s elektronikou Performance nabízí spolehlivé chlazení a flexibilní úsporu místa. Lze ji umístit buď na pracovní stůl, nebo pod něj, a představuje tak ideální řešení pro malé prostory. Teplotní stabilita, funkce alarmu, ochrana přístupu a možnost propojení s monitorovacími systémy poskytují maximální bezpečnost pro každou laboratoř.



Základní charakteristika chladničky Liebherr SRCse 801:

- teplotní rozsah: 3 až 7 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem
- statický chladicí systém, automatické odmrazování
- funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty pod 2 °C je aktivován alarm)
- akustický i optický alarm (upozornění při poruše), alarm při výpadku napájení
- plastová vnitřní komora, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, skleněné police, kvalitní pěnová izolace výparníku (snižuje spotřebu energie)
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), horizontálně zapuštěné ergonomické madlo, integrovaný mechanický zámek dveří
- certifikace IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)



Technické údaje		
Objem	Brutto:	94 l
	Užitný:	78 l
Teplotní rozsah		3 - 7 °C
Teplotní stabilita		±3 °C
Chladivo		R600a (GWP 3)
Chladicí systém		statický
Systém odmrazování		automatický
Vnitřní komora		plastová
Vnitřní osvětlení		čelní LED
Provedení dveří		plné
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)		ano

Zámek dveří		mechanický, 2 klíče
Police	Materiál:	sklo
	Počet:	2 výškově nastavitelné
	Rozměry (š x h):	400 x 336 mm
	Max. zatížení:	40 kg
Povolené celkové zatížení		120 kg
Rozhraní		LAN/WiFi (za příplatek)
SmartMonitoring		volitelně (za příplatek)
Bezpotenciálový kontakt		ne
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 10 mm
Rozměry (v x š x h)	Vnitřní:	520 x 400 x 460 mm
	Vnější:	680 x 550 x 610 mm
Hmotnost		cca 28 kg
Průměrná spotřeba energie	Za 24 hodin:	0,237 kWh
	Za rok:	87 kWh/a
Hlučnost		37 dB(A)
Provozní podmínky		teplota okolí: 10 – 35 °C, max. 75% RV bez kondenzace
Napájení		220 – 240 V, 50 Hz
Délka kabelu		2,8 m

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
406 219 315 801	SRCse 801	78	3 – 7	3-4 týdny	17 630 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-Performance-SRCse-801.pdf
-  Katalogový-list-Liebherr-Laboratorní-chladnička-a-mraznička-na-pracovní-plochu.pdf