

CHLADNIČKY LABORATORNÍ ARGOLAB

VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Chladničky > Chladničky laboratorní ArgoLab

Chladnička laboratorní ArgoLab, série FR

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Série FR nabízí čtyři modely laboratorních chladniček, z nichž dva lze umístit pod pracovní plochu. Přístroje jsou vybaveny výkonným chladicím systémem a z vnější strany dobře čitelným digitálním displejem.



Základní charakteristika chladniček ArgoLab série FR:

- 4 modely, které se liší objemem a provedením vnějších dveří
- ovládací panel s LED displejem
- teplotní rozsah 2 – 8 °C
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty)
- automatické nebo manuální odmrazování
- ekologické chladivo – přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, výškově nastavitelné drátěné police/rošty potažené plastem, vnitřní LED osvětlení, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný mechanický zámek dveří
- výškově nastavitelné nožičky (modely FR 110 a 110 G) nebo kolečka (modely FR 260 a 260 G)
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- v souladu s EN 60068-3-5
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladniček FR 110 a 110 G jsou dvě drátěné police potažené plastem, součástí dodávky chladniček FR 260 a 260 G je pět drátěných polic potažených plastem; další police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)



Chladničky FR 110 a FR 110 G se můžou umístit pod pracovní plochu. Kolem spotřebiče by měla být dodržena vzdálenost cca 20 cm, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.





Technické údaje				
Typ	FR 110	FR 110 G	FR 260	FR 260 G
Užitný objem	110 l		260 l	
Teplotní rozsah	2 – 8 °C, krok 0,1 °C			
Teplotní stabilita (při 5 °C)	±1,3 °C	±1,7 °C	±1,9 °C	±2,6 °C
Chladivo	R600a (GWP 3)		R290 (GWP 3)	
Chladicí systém	dynamický			

Systém odmrazování		automatický nebo manuální			
Vnitřní komora		plastová			
Vnitřní osvětlení		LED, samostatně spínané			
Provedení dveří		plné	prosklené	plné	prosklené
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)		ano			
Zámek dveří		ano			
Police	Počet (standard/max):	2/3		5/7	
	Max. zatížení:	15 kg			
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení		ano			
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 10 mm			
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 – 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace			
Rozměry (š x v x h)	Vnitřní:	500 x 570 x 420 mm		500 x 1290 x 450 mm	
	Vnější:	600 x 805 x 560 mm		600 x 1525 x 560 mm	
Hmotnost		50 kg		75 kg	
Průměrná spotřeba za 24 hodin		1,86 kWh		2,1 kWh	
Napájení		220 – 240 V, 50 Hz			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 012	FR 110	110	2 – 8	Plné	3-4 týdny	34 055 Kč
406 860 415 022	FR 110 G	110	2 – 8	Prosklené	3-4 týdny	36 750 Kč
406 860 415 032	FR 260	260	2 – 8	Plné	3-4 týdny	50 225 Kč
406 860 415 042	FR 260 G	260	2 – 8	Prosklené	3-4 týdny	53 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-110-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-110-G-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-260-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Refrigerator-FR-260-G-EN.pdf

Police pro chladničky a mrazničky ArgoLab

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství k [chladničkám](#), [kombinovaným chladničkám](#) a [mrazničkám](#) ArgoLab nabízíme drátěné police.



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 702	Drátěná police s plastovým potahem pro chladničky a mrazničky ArgoLab série FR, FRZ a FZ	3-4 týdny	980 Kč
406 860 415 712	Spodní drátěná police s plastovým potahem pro chladničky a mrazničky ArgoLab série FR, FRZ a FZ	3-4 týdny	711 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.