

Čidlo teplotní, Theta 90

Laboratorní i průmyslová teplotní čidla. Záruka je 6 měsíců (na vady způsobené výrobcem).

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 061 156	TC 605	Celoskleněný teploměr	Vložka: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 apod., dle dohody	Na dotaz	2 850 Kč
470 660 061 157	TC 625	Celoplastový teploměr	Vložka: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 apod., dle dohody	Na dotaz	3 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.