

Čistička ultrazvuková ArgoLab DU-06 s digitálním ovládáním, bez ohřevu

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ultrazvuková čistička ArgoLab DU-06 s objemem vany 0,6 l je učena pro čištění drobných předmětů po dobu 180 nebo 360 sekund.

Základní charakteristika UZ čističky ArgoLab DU-06:

- objem vany: 0,6 l
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- frekvence ultrazvuku: **40 kHz**
- **časovač** 180 nebo 360 sekund, displej pro odpočet času
- **bez ohřevu**
- vana z nerezové oceli
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je drátěný koš a víko z nerezové oceli



Technické údaje		
Objem		0,6 l
Teplotní rozsah		bez ohřevu
Výpustný kohout		ne
Rozměry	Vnitřní (d x š x h):	150 x 85 x 65 mm
	Vnější (d x š x v):	160 x 95 x 165 mm
Ultrazvuk	Frekvence:	40 kHz
	Výkon:	50 W
Hmotnost		1,35 kg
Napájení		220 - 240 V, 50/60 Hz

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Koš	Víko	Výtokový kohout	Dostupnost	Cena / ks
410 864 130 323	DU-06 bez ohřevu	0,6	Ano	Ano	Ne	3-4 týdny	4 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.