

Čistička ultrazvuková ArgoLab DU-06 s digitálním ovládáním, bez ohřevu

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ultrazvuková čistička ArgoLab DU-06 s objemem vany 0,6 l je učena pro čištění drobných předmětů po dobu 180 nebo 360 sekund.

Základní charakteristika UZ čističky ArgoLab DU-06:

- objem vany: 0,6 l
- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- frekvence ultrazvuku: **40 kHz**
- **časovač** 180 nebo 360 sekund, displej pro odpočet času
- **bez ohřevu**
- vana z nerezové oceli
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je drátěný koš a víko z nerezové oceli



| Technické údaje | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Objem | | 0,6 l |
| Teplotní rozsah | | bez ohřevu |
| Výpustný kohout | | ne |
| Rozměry | Vnitřní (d x š x h): | 150 x 85 x 65 mm |
| | Vnější (d x š x v): | 160 x 95 x 165 mm |
| Ultrazvuk | Frekvence: | 40 kHz |
| | Výkon: | 50 W |
| Hmotnost | | 1,35 kg |
| Napájení | | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Koš | Víko | Výtokový kohout | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------|-----------|-----|------|-----------------|------------|-----------|
| 410 864 130 323 | DU-06 bez ohřevu | 0,6 | Ano | Ano | Ne | 3-4 týdny | 4 533 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.