

Čistička ultrazvuková ArgoLab, série AU s analogovým ovládáním

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ultrazvukové čističky ArgoLab série AU jsou určeny jak pro laboratoře, tak pro průmyslové využití. Podle objemu vany v nich lze čistit drobné předměty, laboratorní nástroje a sklo i průmyslové komponenty.

Základní charakteristika UZ čističek ArgoLab série AU:

- 4 modely s objemem vany od 3,2 do 45 l, všechny s ohřevem
- jednoduché ovládání pomocí analogových knoflíků
- teplotní rozsah: **20 - 80 °C**, krok 5 °C
- frekvence ultrazvuku: **40 kHz**
- časovač pro ultrazvuk: 2 - 30 min, krok 2 min, nebo trvalý chod (max. 30 minut)
- LED kontrolky pro ohřev a ultrazvuk
- vana z nerezové oceli, výpustný kohout na boční straně přístroje (pouze modely AU-220 a AU-450)
- informace k dodávce: součástí dodávky je drátěný koš a víko z nerezové oceli



Typ AU-450 je vhodný zejména pro odplynění mobilní fáze pro HPLC. V případě použití stojanu SS-200 (volitelné příslušenství) ho lze využít i pro mytí analytických sítí.

Technické údaje					
Typ		AU-32	AU-65	AU-220	AU-450
Objem		3,2 l	6,5 l	22 l	45 l
Teplotní rozsah		+5 nad teplotou okolí až 80 °C			
Topný výkon		100 W	200 W	500 W	1000 W
Výpustný kohout		ne		ano	
Rozměry	Vnitřní (d x š x h):	240 x 135 x 100 mm	300 x 150 x 150 mm	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 300 mm
	Vnější (d x š x v):	260 x 160 x 235 mm	325 x 175 x 305 mm	530 x 330 x 340 mm	530 x 325 x 500 mm
Ultrazvuk	Frekvence:	40 kHz			
	Výkon:	120 W	180 W	480 W	750 W
Hmotnost		3,8 kg	5,4 kg	13,2 kg	17 kg
Napájení		220 - 240 V, 50/60 Hz			

UZ čističky série AU

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Koš	Víko	Výtokový kohout	Dostupnost	Cena / ks
410 864 130 403	AU-32 s ohřevem	3,2	Ano	Ano	Ne	3-4 týdny	9 678 Kč
410 864 130 413	AU-65 s ohřevem	6,5	Ano	Ano	Ne	3-4 týdny	16 905 Kč
410 864 130 433	AU-220 s ohřevem	22	Ano	Ano	Ano	3-4 týdny	35 329 Kč
410 864 130 423	AU-450 s ohřevem	45	Ano	Ano	Ano	3-4 týdny	56 791 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Držák na analytická síta, víka s otvory

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
410 864 130 203 1	Držák pro analytická síta o Ø 200 mm (5 ks s výškou 80 mm, nebo 6 ks s výškou 60 mm), pro UZ čističku AU-450	3-4 týdny	8 085 Kč
410 864 130 513 1	Víko se dvěma otvory se čtyřmi pryžovými kroužky pro UZ čističku AU-65	3-4 týdny	2 083 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.