

Čistička ultrazvuková ArgoLab, série AU s analogovým ovládáním

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ultrazvukové čističky ArgoLab série AU jsou určeny jak pro laboratoře, tak pro průmyslové využití. Podle objemu vany v nich lze čistit drobné předměty, laboratorní nástroje a sklo i průmyslové komponenty.

Základní charakteristika UZ čističek ArgoLab série AU:

- 4 modely s objemem vany od 3,2 do 45 l, všechny s ohřevem
- jednoduché ovládání pomocí analogových knoflíků
- teplotní rozsah: **20 - 80 °C**, krok 5 °C
- frekvence ultrazvuku: **40 kHz**
- časovač pro ultrazvuk: 2 - 30 min, krok 2 min, nebo trvalý chod (max. 30 minut)
- LED kontrolky pro ohřev a ultrazvuk
- vana z nerezové oceli, výpustný kohout na boční straně přístroje (pouze modely AU-220 a AU-450)
- informace k dodávce: součástí dodávky je drátěný koš a víko z nerezové oceli



i Typ AU-450 je vhodný zejména pro odplynění mobilní fáze pro HPLC. V případě použití stojanu SS-200 (volitelné příslušenství) ho lze využít i pro mytí analytických sítí.

| Technické údaje | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Typ | | AU-32 | AU-65 | AU-220 | AU-450 |
| Objem | | 3,2 l | 6,5 l | 22 l | 45 l |
| Teplotní rozsah | | +5 nad teplotou okolí až 80 °C | | | |
| Topný výkon | | 100 W | 200 W | 500 W | 1000 W |
| Výpustný kohout | | ne | | ano | |
| Rozměry | Vnitřní (d x š x h): | 240 x 135 x 100 mm | 300 x 150 x 150 mm | 500 x 300 x 150 mm | 500 x 300 x 300 mm |
| | Vnější (d x š x v): | 260 x 160 x 235 mm | 325 x 175 x 305 mm | 530 x 330 x 340 mm | 530 x 325 x 500 mm |
| Ultrazvuk | Frekvence: | 40 kHz | | | |
| | Výkon: | 120 W | 180 W | 480 W | 750 W |
| Hmotnost | | 3,8 kg | 5,4 kg | 13,2 kg | 17 kg |
| Napájení | | 220 - 240 V, 50/60 Hz | | | |

UZ čističky série AU

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Koš | Víko | Výtokový kohout | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------|-----------|-----|------|-----------------|------------|-----------|
| 410 864 130 403 | AU-32 s ohřevem | 3,2 | Ano | Ano | Ne | 3-4 týdny | 9 678 Kč |
| 410 864 130 413 | AU-65 s ohřevem | 6,5 | Ano | Ano | Ne | 3-4 týdny | 16 905 Kč |
| 410 864 130 433 | AU-220 s ohřevem | 22 | Ano | Ano | Ano | 3-4 týdny | 35 329 Kč |
| 410 864 130 423 | AU-450 s ohřevem | 45 | Ano | Ano | Ano | 3-4 týdny | 56 791 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Držák na analytická síta, víka s otvory

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|--|------------|-----------|
| 410 864 130 203 1 | Držák pro analytická síta o Ø 200 mm (5 ks s výškou 80 mm, nebo 6 ks s výškou 60 mm), pro UZ čističku AU-450 | 3-4 týdny | 8 085 Kč |
| 410 864 130 513 1 | Víko se dvěma otvory se čtyřmi pryžovými kroužky pro UZ čističku AU-65 | 3-4 týdny | 2 083 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.