

## Cukroměr pivovarský, s teploměrem

- stupnice udává koncentraci roztoků pivní mladiny v hmotnostních %
- rozsah stupnice: 0 - 7, 6 - 13 nebo 10 - 20 % hmot.
- dělení stupnice: 0,1 % hmot.
- délka: 420 mm
- s teploměrem (rozsah 0 - 30 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



**i** Pivovarské laboratorní cukroměry podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím listem.

Obj. číslo	Rozsah [% hmot.]	Dělení [% hmot.]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H371010105	0 - 7	0,1	420	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 284 Kč
H371010205	6 - 13	0,1	420	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 284 Kč
H371010305	10 - 20	0,1	420	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 284 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*