

# Dávkovač Ceramus classic s nastavitelným objemem, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Ceramus classic se používá pro manuální dávkování činidel přímo ze zásobní láhve. Je k dispozici v šesti různých objemech.

## Základní charakteristika dávkovačů Ceramus classic:


- jednoduché a rychlé nastavení objemu (přehledná stupnice s krokovým nastavením, digitální aretace zvoleného objemu)
- přesnost nastavení objemu 0,6 %, směrodatná odchylka 0,2 %
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů, válec z borosilikátového skla, píst z vysoce čisté oxidové keramiky (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)
- vhodné pro dávkování vodných roztoků, kyselin a organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny fluorovodíkové
- autoklávatelné při 121 °C (bez nutnosti rozebrání)
- **informace k dodávce:** dávkovače jsou dodávány včetně 3 závitových adaptérů (A28, S40, A45); součástí dodávky **není zásobní láhev**



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 709 310 000	Ceramus classic	0,2 - 1,0	0,05	4-6 týdnů	9 050 Kč
396 709 320 000	Ceramus classic	0,4 - 2,0	0,05	2-3 týdny	9 050 Kč
396 709 330 000	Ceramus classic	1,0 - 5,0	0,1	2-3 týdny	9 050 Kč
396 709 340 000	Ceramus classic	2,0 - 10,0	0,25	4-6 týdnů	9 050 Kč
396 709 350 000	Ceramus classic	5,0 - 30,0	0,5	2-3 týdny	11 900 Kč
396 709 360 000	Ceramus classic	10,0 - 60,0	1	2-3 týdny	13 025 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-Classic-EN.pdf