

## Dávkoč Ceramus HF, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Ceramus HF je díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové. Objem je nastavitelný pomocí otočného kolečka.

### Základní charakteristika dávkoč Ceramus HF:

- nastavitelný objem od 2 do 10 ml
- otočná dávkovácí hlavice, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů
- válec, píst, sedla ventilů a kuličky z vysoce kvalitní keramiky ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), pružiny ventilů z platiny a iridia
- recirkulační ventil pro odvětrání
- autoklávatelný při 121 °C
- vhodný i pro agresivní látky a kyselinu fluorovodíkovou
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou závitové adaptéry A32, S40 a A38; součástí dodávky **není** zásobní láhev



**i** K dávkoči lze objednat i náhradní díly a příslušenství – vstřikovací a nasávací ventil, závitový adaptér, montážní klíč, spirálový vstřikovač, vstřikovač s luer-lock zakončením, nasávací hadičku s převlečnou maticí, recirkulační hadičku, láhev s uzávěrem, stojan na láhev. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

| Obj. číslo      | Popis             | Objem [ml] | Dělení [ml] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 396 709 342 300 | Dávkoč Ceramus HF | 2 - 10     | 0,25        | 4-6 týdnů  | 27 300 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-HF-EN.pdf