

Dávkovač Ceramus HF, Hirschmann

A 121 °C

Výrobci a značky: Hirschmann

Ceramus HF je díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové. Objem je nastavitelný pomocí otočného kolečka.

Základní charakteristika dávkovače Ceramus HF:

- nastavitelný objem od 2 do 10 ml
- otočná dávkovací hlavice, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů
- válec, píst, sedla ventilů a kuličky z vysoce kvalitní keramiky (Al_2O_3), pružiny ventilů z platiny a iridia
- recirkulační ventil pro odvodušnění
- autoklávatelný při 121 °C
- vhodný i pro agresivní látky a kyselinu fluorovodíkovou
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou závitové adaptéry A32, S40 a A38; součástí dodávky **není** zásobní láhev



i K dávkovači lze objednat i náhradní díly a příslušenství – vstříkovací a nasávací ventil, závitový adaptér, montážní klíč, spirálový vstříkovač, vstříkovač s luer-lock zakončením, nasávací hadičku s převlečnou maticí, recirkulační hadičku, láhev s uzávěrem, stojan na láhev. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dělení [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 709 342 300	Dávkovač Ceramus HF	2 - 10	0,25	4-6 týdnů	27 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dispenser-Ceramus-HF-EN.pdf