

## Dávkovač LABMAX airless HF, Witeg

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Tato řada dávkovačů nabízí systém plně automatického odvzdušnění „Air-purging“ a vykazuje vyšší odolnost proti poškození při každodenním používání v laboratoři. Dávkovače je možné použít i pro kyselinu fluorovodíkovou.



- odolnost vůči většině zásad a kyselin
- **vhodný pro dávkování kyseliny fluorovodíkové (HF)**
- píšť PTFE + platina/iridium s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- otočná dávkovací hlavice
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 823	1,0 – 10,0	0,20	±0,06	0,010	32	4-6 týdnů	20 364 Kč
160 500 370 824	2,5 – 25,0	0,50	±0,15	0,025	45	4-6 týdnů	27 537 Kč
160 500 370 825	5,0 – 50,0	1,00	±0,30	0,050	45	4-6 týdnů	36 793 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-airless HF-EN.pdf