

Dávkovač LABMAX airless, Witeg

Náš TIP A 121 °C Výrobci a značky: Witeg

Tato řada dávkovačů nabízí systém plně automatického odvzdušnění „Air-purging“ a vykazuje vyšší odolnost proti poškození při každodenním používání v laboratoři.

- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- vhodný pro rozpouštědla
- píst s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- snadno se rozebírá a čistí
- otočná dávkovací hlavice
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0 a 50,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 801	0,25 – 2,5	0,05	±0,012	0,002	32	3-4 týdny	8 403 Kč
160 500 370 802	0,5 – 5,0	0,10	±0,03	0,005	32	3-4 týdny	8 403 Kč
160 500 370 803	1,0 – 10,0	0,20	±0,06	0,010	32	3-4 týdny	8 967 Kč
160 500 370 804	2,5 – 25,0	0,50	±0,15	0,025	45	3-4 týdny	12 131 Kč
160 500 370 805	5,0 – 50,0	1,00	±0,30	0,050	45	3-4 týdny	13 298 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-airless-EN.pdf

Video k produktu

Dávkovač Witeg