

## Dávkovač LABMAX eco, Witeg, Objem [ml]: 2,5 - 25,0, Dělení [ml]: 0,50, Závit GL: 45

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Ekonomické dávkovače LABMAX eco jsou vhodné pro pohodlné dávkování kapalin (bez systému plně automatického odvodu vzduchu).

- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- otočná dávkovací hlavice pro větší bezpečnost práce
- píst PTFE s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- přesnost dle požadavků DIN EN ISO 8655
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40; pro objemy 250,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, A38, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)



| Obj. číslo      | Objem [ml]   | Dělení [ml] | Odchylka [ml] | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 160 500 370 001 | 0,25 - 2,5   | 0,05        | 0,002         | 32/33    | 2-3 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 002 | 0,5 - 5,0    | 0,10        | 0,005         | 32/33    | 1-2 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 003 | 1,0 - 10,0   | 0,20        | 0,010         | 32/33    | 1-2 týdny  | 6 839 Kč  |
| 160 500 370 004 | 2,5 - 25,0   | 0,50        | 0,025         | 45       | 1-2 týdny  | 8 866 Kč  |
| 160 500 370 005 | 5,0 - 50,0   | 1,00        | 0,050         | 45       | 1-2 týdny  | 9 398 Kč  |
| 160 500 370 006 | 10,0 - 100,0 | 2,00        | 0,100         | 45       | 1-2 týdny  | 11 935 Kč |
| 160 500 370 007 | 25,0 - 250,0 | 5,00        | 0,250         | 45       | 1-2 týdny  | 35 637 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-eco-EN.pdf