

Dávkovač LABMAX eco, Witeg, Objem [ml]: 25,0 - 250,0, Dělení [ml]: 5,00, Závit GL: 45

Náš TIP

Výrobci a značky: Witeg

Ekonomické dávkovače LABMAX eco jsou vhodné pro pohodlné dávkování kapalin (bez systému plně automatického odvodu vzdušnosti).

- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- otočná dávkovací hlavice pro větší bezpečnost práce
- píst PTFE s těsněním Viton (zabraňuje krystalizaci kapalin)
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- přesnost dle požadavků DIN EN ISO 8655
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40; pro objemy 250,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, A38, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 001	0,25 - 2,5	0,05	0,002	32/33	2-3 týdny	6 839 Kč
160 500 370 002	0,5 - 5,0	0,10	0,005	32/33	1-2 týdny	6 839 Kč
160 500 370 003	1,0 - 10,0	0,20	0,010	32/33	1-2 týdny	6 839 Kč
160 500 370 004	2,5 - 25,0	0,50	0,025	45	1-2 týdny	8 866 Kč
160 500 370 005	5,0 - 50,0	1,00	0,050	45	1-2 týdny	9 398 Kč
160 500 370 006	10,0 - 100,0	2,00	0,100	45	1-2 týdny	11 935 Kč
160 500 370 007	25,0 - 250,0	5,00	0,250	45	1-2 týdny	35 637 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-eco-EN.pdf