

Dávkovač LABMAX premium, Witeg

Náš TIP

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Dávkovač LABMAX premium vyniká vysokou přesností a reprodukovatelností v kombinaci s vylepšenou konstrukcí, snadným dávkováním a nulovou ztrátou kapaliny v celém dávkovacím okruhu. Vykazuje odolnost vůči většině kyselin a zásad, je vhodný i pro většinu rozpouštědel.




- rychlé a přesné nastavení objemu
- snadné dávkování
- systém plně automatického odvodu vzduchu „Air-purging“
- otočná dávkovací hlavice (360°)
- vestavěný rekalibrační mechanismus (rekalibrační matice pro snadnou rekalibraci dávkovače)
- otočná kanyla se 3 režimy (dávkování, čištění, klidová pozice) – vše bez ztráty kapaliny
- 0% ztráta kapaliny v celém dávkovacím okruhu
- píst PTFE s těsněním Viton
- robustní, stabilní konstrukce s dlouhou životností
- jednoduchá manipulace a snadné čištění (šroubovací uzávěr pro úplnou demontáž a snadné vyčištění pístu i válce)
- široká nabídka volitelného [příslušenství](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů (pro objemy 2,5; 5,0 a 10,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A45, S40; pro objemy 25,0; 50,0 a 100,0 ml sada obsahuje: A25, A28, A32/45, S40), nasávací hadička a prvotní ověření od výrobce; součástí dodávky **není zásobní láhev** (objednává se samostatně)

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [ml]	Odchylka [ml]	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 370 901	0,25 – 2,5	0,05	±0,012	0,002	32	2-3 týdny	8 215 Kč
160 500 370 902	0,5 – 5,0	0,10	±0,03	0,005	32	2-3 týdny	8 215 Kč
160 500 370 903	1,0 – 10,0	0,20	±0,06	0,010	32	1-2 týdny	8 215 Kč
160 500 370 904	2,5 – 25,0	0,50	±0,15	0,025	45	1-2 týdny	11 224 Kč
160 500 370 905	5,0 – 50,0	1,00	±0,30	0,050	45	2-3 týdny	12 190 Kč
160 500 370 906	10,0 – 100,0	2,00	±0,50	0,100	45	2-3 týdny	16 334 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Labmax-premium-EN.pdf