

Dávkovač MINISPENSOR, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Řada MINISPENSOR nabízí dávkovače malých objemů. Tyto dávkovače nabízí ekonomické pipetování bez nutnosti použití špiček a umožňují jednodušší práci než je práce s pipetou. Vyberete požadovaný objem, stisknete tlačítko a je hotovo.



- pro dávkování dvou fixních objemů
- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- stahovací píst zabraňující krystalizaci kapalin
- snadné ovládání jednou rukou
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- vhodný pro skladování v chladničkách
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů GL 28 a GL 32, zásobní láhev o objemu 100 ml a prvotní ověření od výrobce

| Obj. číslo | Objem [μl] | Přesnost [μl] | Odchylka [μ] | Barva | Závit GL | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------|----------|------------|-----------|
| 160 500 371 101 | 50 a 100 | ±1,5 | ≤0,3 | žlutá | 28 | 2-3 týdny | 7 479 Kč |
| 160 500 371 525 | 250 a 500 | ±5,0 | ≤1,0 | červená | 28 | 2-3 týdny | 7 074 Kč |
| 160 500 371 950 | 500 a 1000 | ±6,0 | ≤2,0 | modrá | 28 | 2-3 týdny | 7 074 Kč |
| 160 500 371 990 | 1000 a 2000 | ±12,0 | ≤4,0 | zelená | 28 | 2-3 týdny | 7 074 Kč |


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------|
| 160 500 377 032 | Redukce závitů A 32/A 28 | 2-3 týdny | 465 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Minispensor-EN.pdf