

Dávkovač MINISPENSOR, Witeg

A 121 °C

Výrobci a značky: Witeg

Řada MINISPENSOR nabízí dávkače malých objemů. Tyto dávkače nabízí ekonomické pipetování bez nutnosti použití špiček a umožňují jednodušší práci než je práce s pipetou. Vyberete požadovaný objem, stisknete tlačítko a je hotovo.



- pro dávkování dvou fixních objemů
- odolnost vůči většině kyselin a zásad
- stahovací píst zabraňující krystalizaci kapalin
- snadné ovládání jednou rukou
- jednoduchá manipulace a snadné čištění
- vhodný pro skladování v chladničkách
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je sada závitových adaptérů GL 28 a GL 32, zásobní láhev o objemu 100 ml a prvotní ověření od výrobce

Obj. číslo	Objem [μl]	Přesnost [μl]	Odchylka [μ]	Barva	Závit GL	Dostupnost	Cena / ks
160 500 371 101	50 a 100	±1,5	≤0,3	žlutá	28	2-3 týdny	7 479 Kč
160 500 371 525	250 a 500	±5,0	≤1,0	červená	28	2-3 týdny	7 074 Kč
160 500 371 950	500 a 1000	±6,0	≤2,0	modrá	28	2-3 týdny	7 074 Kč
160 500 371 990	1000 a 2000	±12,0	≤4,0	zelená	28	2-3 týdny	7 074 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 377 032	Redukce závitů A 32/A 28	2-3 týdny	465 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Bottle-Top-Dispenser-Minispensor-EN.pdf