

## Dávkovač s nastavitelným objemem Dispensette S, Brand

A 121 °C

Výrobci a značky: Brand

Dispensette S činí dávkování ze zásobní láhve bezpečným a jednoduchým. Díky průtokovému systému z vysoce odolných materiálů je dávkovač vhodný i pro agresivní látky. Objem je nastavitelný pomocí jezdcem na postranní liště. Princip pístu umožňuje nepřetržitě použití bez námahy. Volitelně si lze vybrat Dispensette S i s recirkulačním ventilem.

### Základní charakteristika dávkovačů Dispensette S s nastavitelným objemem:



- nastavitelný objem pomocí lišty s jezdcem
- provedení bez ventilu nebo s recirkulačním ventilem pro odvodušnění
- otočná dávkovácí hlavice, systém ventilů bez těsnících kroužků, standardní závit GL 45
- průtokový systém z vysoce odolných materiálů (borosilikátové sklo, keramika, platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)
- snadná uživatelská kalibrace dle ISO 9001 a směrnice GLP
- ideální pro nepřetržitě dávkování (stlačení pístu bez námahy)
- vhodné i pro agresivní látky včetně silných kyselin ( $H_3PO_4$ ,  $H_2SO_4$ ), silných zásad, solných roztoků a různých organických rozpouštědel
- nevhodné pro dávkování kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové (chemická kompatibilita je uvedena níže v příloženém souboru ke stažení)
- autoklávatelné při 121 °C
- rychlá demontáž a snadná údržba
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je teleskopická sací hadice, recirkulační hadice (pro modely s recirkulačním ventilem), montážní klíč, PP adaptéry (pro objemy 1–10 ml sada: GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40; pro objemy 25–100 ml sada: GL 32-33, GL 38, S 40), certifikát kvality a návod k obsluze; součástí dodávky **není** zásobní láhev

**Náš TIP:** K dávkovačům Brand Dispensette S zákazníci jako zásobní láhve nejčastěji kupují [reagenční láhve](#). Pro dávkovače o objemu 0,1 až 1 ml, 0,2 až 2 ml, 0,5 až 5 ml a 1 až 10 ml s délkou sací hadice 125 až 240 mm je vhodná láhev o objemu 250 ml a větší. Pro dávkovače o objemu 2,5 až 25 ml, 5 až 50 ml a 10 až 100 ml s délkou sací hadice 170 až 330 mm je vhodná láhev o objemu 500 ml a větší.

### Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem bez recirkulačního ventilu

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [μl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 100	0,1 - 1	0,02	±5	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [μl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 120	0,2 - 2	0,05	±10	Ne	3-4 týdny	8 918 Kč
160 640 600 130	0,5 - 5	0,1	±25	Ne	2-3 týdny	8 918 Kč
160 640 600 140	1 - 10	0,2	±50	Ne	2-3 týdny	8 918 Kč
160 640 600 150	2,5 - 25	0,5	±125	Ne	2-3 týdny	11 660 Kč
160 640 600 160	5 - 50	1,0	±250	Ne	3-4 týdny	12 818 Kč
160 640 600 170	10 - 100	1,0	±500	Ne	2-3 týdny	17 255 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Dávkovač Dispensette S s nastavitelným objemem a s recirkulačním ventilem

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesnost [μl]	Recirkulační ventil	Dostupnost	Cena / ks
160 640 600 101	0,1 - 1	0,02	±5	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 121	0,2 - 2	0,05	±10	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 131	0,5 - 5	0,1	±25	Ano	3-4 týdny	10 280 Kč
160 640 600 141	1 - 10	0,2	±50	Ano	2-3 týdny	10 280 Kč
160 640 600 151	2,5 - 25	0,5	±125	Ano	2-3 týdny	13 058 Kč
160 640 600 161	5 - 50	1,0	±250	Ano	3-4 týdny	13 900 Kč
160 640 600 171	10 - 100	1,0	±500	Ano	3-4 týdny	18 438 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství: Trubice a stojany

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 870 707 930 2	Trubice vysoušecí, včetně těsnění	3-4 týdny	798 Kč
160 640 704 275 2	Stojan na láhve, PP (deska 220 x 160 mm, tyč 325 mm, hmotnost 1130 g)	3-4 týdny	4 795 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Analog-Adjustable-EN.pdf
-  Katalogový-list-Brand-Chemická-kompatibilita-dávkovačů-Dispensette-S-s-nastavitelným-objemem.pdf